

NEXUS / FOODCARE MOBILE

Essensbestellung per Tablet



**NEXUS / FOODCARE MOBILE heißt:
Essen bestellen, einkaufen und einfach liefern!**

Mit NEXUS / FOODCARE MOBILE können Sie einfach den Speiseplan des Tages erstellen oder Mahlzeiten auswählen. Mit Hilfe eines Tablets werden die Wünsche des Patienten direkt aufgenommen. Die Bestellung kommt zeitlich sortiert in der Küche bzw. beim Lieferanten an. Einkaufslisten, Fertigungslisten, Verteilerliste etc. werden automatisch erstellt.

Neben Essensbestellungen können auch weitere Artikel, wie in einem Online-Shop bestellt und gemeinsam mit dem Essen geliefert werden.

NEXUS / FOODCARE MOBILE

Mit der mobilen Version von NEXUS / FOODCARE kann die Pflegekraft von Patient zu Patient gehen und in Absprache mit Ihnen die gewünschte Mahlzeit wählen oder der Patient wählt seinen Essenswunsch selbst auf dem Tablet aus.

Mit Hilfe von Kennzeichnungen der Speisen kann gewährleistet werden, dass eine bestimmte Ernährung eingehalten wird. Alle Besonderheiten können berücksichtigt werden, wie z.B. ist der Patient auf Diät, hat Allergien oder ist Vegetarier bzw. isst nur halal.

DER PATIENT ALS BENUTZER

Auf dem Tablet wird dem Patient eine Auswahl an Speisen präsentiert. Er sieht die Mahlzeiten mit seinen Zutaten beschrieben oder zusätzlich als Bild. Anhand von Symbolen wird er außerdem auf im Essen vorhandene Allergene hingewiesen. Mit Hilfe eines voreingestellten Filters stehen ihm nur die Speisen zur Auswahl, die seinem Ernährungsplan entsprechen. Soll der Patient nüchtern bleiben, wird ihm keine Mahlzeit zur Wahl angeboten.

Der Patient kann wählen:

- + Größe der Portion
- + Zeitpunkt der Mahlzeit
- + Ort der Mahlzeit

Nach Auswahl eines Gerichts, wie Fleisch oder Fisch, leitet das System automatisch zum nächsten Gang weiter. Doppelte Aufträge werden somit vermieden.

Mit Klick auf den Button „Essen bestellen“ wird die Bestellung abgewickelt. Bis zum Zeitpunkt der Zubereitung kann die Bestellung noch durch den Patienten geändert werden.

DIE PFLEGE ALS BENUTZER

NEXUS / FOODCARE MOBILE ist nach Station und Zimmern unterteilt und zeigt an, wie viele Personen zu versorgen sind und welcher Patient noch keine Bestellung aufgegeben hat. Damit kann das Pflegepersonal auf einen Blick erkennen, welcher Patient Unterstützung bei der Bestellung benötigt. Zudem können Hinweise zu einzelnen Personen vom Pflegepersonal hinterlegt werden, wie z.B. „Hilfe beim Essen benötigt“. So ist auch das Pflegepersonal der späteren Schicht informiert. Die Hinweise sind nur vom Pflegepersonal, nicht aber von den Patienten einsehbar.

Der Bestellprozess als Patient und als Pflegepersonal ist identisch.



EINSATZ

NEXUS / FOODCARE ist auf allen Plattformen – Windows, iOS (Apple) und Android – verfügbar.

Sie zeigen uns einmalig, wie Ihre Prozesse verlaufen und wir passen die Lösung an Ihre Bedürfnisse an. Ist die Küche beispielsweise im Haus, ist der Prozess anders als bei einem externen Lieferanten. Alle relevanten Informationen, wie Inhaltsstoffe und Bilder, werden automatisch importiert.

DIE VORTEILE FÜR SIE AUF EINEN BLICK

- + Einfache Bestellung von Mahlzeiten und Beilagen durch den Patienten oder gemeinsam mit dem Pflegepersonal
- + Auswahlmöglichkeit eingeschränkt auf den individuellen Ernährungsplan
- + Direkte Integration in das KIS
- + Keine Doppelaufträge
- + Übersichten nach Station
- + Direkter Bestelleingang in der Küche oder beim Lieferanten
- + Spezifische Übersichtslisten für die Küche
- + Verordnungen entsprechend der EU-Richtlinie Nr. 1169/2011

nexus/ag